

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-BRIP1(N-terminal)



Numéro de catalogue: 24436-1-AP

Phare

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

24436-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 467 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG19907

Numéro d'acquisition GenBank:

BC101472

Identification du gène (NCBI):

83990

Nom complet:

BRCA1 interacting protein C-terminal helicase 1

MW calculé

1249 aa, 141 kDa

MW observés:

140-150 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules MCF-7

Informations générales

BRIP1 also named as BACH1, FANCI or ATP dependent RNA helicase BRIP1 is a 1249 amino acid protein, which contains one helicase ATP-binding domain and belongs to the DEAD box helicase family, DEAH subfamily. BRIP1 contains nuclear localization signal and is ubiquitously expressed with highest levels in testis, an expression pattern similar to that of BRCA1. BRIP1 is required to resolve the secondary structures of guanine-rich DNA that occasionally form during lagging-strand DNA synthesis.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jiao Zhao	35597237	Mol Cell	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24436-1-AP (BRIP1(N-terminal) antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



WB result of BRIP1(N-terminal) antibody (24436-1-AP; 1:300; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-BRIP1(N-terminal) transfected HeLa cells.