

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FOXRED1



Numéro de catalogue: 24595-1-AP

Phare

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

24595-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 400 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG20138

Numéro d'acquisition GenBank:

BC013902

Identification du gène (NCBI):

55572

Nom complet:

FAD-dependent oxidoreductase domain containing 1

MW calculé

486 aa, 54 kDa

MW observés:

30 kDa, 50 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

IHC 1:100-1:400

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HepG2

IHC : tissu de tumeur ovarienne humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Olga Zurita Rendón	27215383	Mol Cell Biol	WB
Sofia Barbosa-Gouveia	31434271	J Clin Med	WB
Hezhi Fang	33852835	Cell Rep	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24595-1-AP (FOXRED1 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human ovary tumor tissue slide using 24595-1-AP (FOXRED1 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human ovary tumor tissue slide using 24595-1-AP (FOXRED1 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).