

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SORBS2



Numéro de catalogue: 24643-1-AP

Phare

7 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

24643-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop and 580 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG20041

Numéro d'acquisition GenBank:

BC011883

Identification du gène (NCBI):

8470

Nom complet:

sorbin and SH3 domain containing 2

MW calculé

1100 aa, 124 kDa

MW observés:

70-75 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules MDCK, cellules U-251

IP : tissu cardiaque de souris,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Praju Vikas Anekal	25429109	J Biol Chem	WB, IP
Ming-Ming Liu	35590369	J Transl Med	WB
Mingxue Zhou	25818930	J Cardiovasc Pharmacol Ther	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



MDCK cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24643-1-AP (SORBS2 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-SORBS2 (IP:24643-1-AP, 4ug; Detection:24643-1-AP 1:500) with mouse heart tissue lysate 4000ug.