

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TBC1D4



Numéro de catalogue: 24667-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:	24667-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank:	BC151239	Méthode de purification:	Purification par affinité contre l'antigène
Taille:	150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI):	9882	Dilutions recommandées:	WB 1:500-1:1000 IHC 1:20-1:200
Hôte:	Lapin	Nom complet:	TBC1 domain family, member 4		
Isotype:	IgG	MW calculé	1299 aa, 147 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG20327	MW observés:	160 kDa		

Applications

Applications testées:	IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs:	WB : cellules HCT 116, cellules HeLa, cellules HepG2, cellules Jurkat, cellules K-562, cellules PC-12
Spécificité de l'espèce:	Humain, rat	IHC :	tissu de côlon humain, tissu cardiaque humain
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.			

Informations générales

TBC1D4, also named as AS160, KIAA0603, may act as a GTPase-activating protein for RAB2A, RAB8A, RAB10 and RAB14. Isoform 2 promotes insulin-induced glucose transporter SLC2A4/GLUT4 translocation at the plasma membrane, thus increasing glucose uptake. The antibody recognizes all the isoform of TBC1D4.

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24667-1-AP (TBC1D4 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.

Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon slide using 24667-1-AP (TBC1D4 Antibody) at dilution of 1:50.

Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon slide using 24667-1-AP (TBC1D4 Antibody) at dilution of 1:50.