

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DTWD2



Numéro de catalogue: 24873-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

24873-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC114955

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 320 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

285605

Dilutions recommandées:

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

Hôte:

Lapin

Nom complet:

DTW domain containing 2

MW calculé

298 aa, 33 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

33 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG21665

Applications

Applications testées:

IP, ELISA

Contrôles positifs:

IP: cellules COLO 320,

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



IP Result of anti-DTWD2 (IP:24873-1-AP, 3ug;
Detection:24873-1-AP 1:300) with COLO 320 cells
lysate 2000ug.