

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-EVI2B



Numéro de catalogue: 24891-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

24891-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop and 520 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG19511

Numéro d'acquisition GenBank:

BC005926

Identification du gène (NCBI):

2124

Nom complet:

ecotropic viral integration site 2B

MW calculé

448 aa, 49 kDa

MW observés:

65 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

FC, IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HepG2, cellules A549

IHC : tissu d'amygdalite humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Bingsheng Yang	33574919	Oncol Lett	IHC
Tianyu Xie	36511103	Exp Biol Med (Maywood)	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24891-1-AP (EVI2B Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



1X10⁶ Jurkat cells were stained with 0.5ug EVI2B antibody (24891-1-AP, red) and control antibody (blue). Fixed with 90% MeOH blocked with 3% BSA (30 min). Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) with dilution 1:1000.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 24891-1-AP (EVI2B Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 24891-1-AP (EVI2B Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).