

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FAM155A



Numéro de catalogue: 24929-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 24929-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC157830	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 728215	Dilutions recommandées: WB 1:200-1:1000 IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: family with sequence similarity 155, member A	
Isotype: IgG	MW calculé: 458 aa, 51 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG21575	MW observés: 49-55 kDa	

Applications

Applications testées: IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules K-562, cellules COLO 320
Spécificité de l'espèce: Humain	IHC : tissu de cancer du côlon humain, tissu de cancer du foie humain
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.	

Informations générales

FAM155A is a transmembrane protein with glycosylation. The MW is from 49-55 kDa.

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24929-1-AP (FAM155A Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 24929-1-AP (FAM155A Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 24929-1-AP (FAM155A Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).