

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MCUR1



Numéro de catalogue: 24948-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

24948-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 167 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG20040

Numéro d'acquisition GenBank:

BC016850

Identification du gène (NCBI):

63933

Nom complet:

coiled-coil domain containing 90A

MW calculé

359 aa, 40 kDa

MW observés:

40-50 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:2000-1:12000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, tissu cérébral de souris

IP : cellules HEK-293,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Venkateswaran Natarajan	33041854	Front Physiol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24948-1-AP (MCUR1 antibody) at dilution of 1:6000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24948-1-AP (MCUR1 antibody at dilution of 1:1000 incubated at 4 degree celsius over night.



IP Result of anti-MCUR1 (IP:24948-1-AP, 3ug; Detection:24948-1-AP 1:300) with HEK-293 cells lysate 920ug.