

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CAPZB



Numéro de catalogue: 25043-1-AP

Phare

5 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

25043-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 513 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG19327

Numéro d'acquisition GenBank:

BC109241

Identification du gène (NCBI):

832

Nom complet:

capping protein (actin filament) muscle Z-line, beta

MW calculé

277 aa, 31 kDa

MW observés:

30-31 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

CoIP, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules A431, cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules Jurkat, cellules NIH/3T3, tissu cardiaque de rat, tissu cardiaque de souris, tissu de muscle squelettique de souris, tissu testiculaire de souris

IF : cellules A431,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Dawei Wang	34796874	Elife	WB, IP
Xiao-Zhen Zhang	35616329	Development	WB
Xiao-Zhen Zhang	35793634	Cell Rep	CoIP

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25043-1-AP (CAPZB antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25043-1-AP (CAPZB antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed A431 cells using 25043-1-AP (CAPZB antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).