

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UHRF1BP1L



Numéro de catalogue: 25121-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

25121-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 750 µg/ml by Nanodrop and 407 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG19141

Numéro d'acquisition GenBank:

BC127017

Identification du gène (NCBI):

23074

Nom complet:

UHRF1 binding protein 1-like

MW calculé

1464 aa, 164 kDa

MW observés:

160-165 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:500-1:2000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris,

IP : tissu cérébral de souris,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25121-1-AP (UHRF1BP1L Antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-UHRF1BP1L (IP:25121-1-AP, 5ug; Detection:25121-1-AP 1:1000) with mouse brain tissue lysate 5000ug.