

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TMEM132A



Numéro de catalogue: 25301-1-AP

Phare

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

25301-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop and 400 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG18142

Numéro d'acquisition GenBank:

BC114569

Identification du gène (NCBI):

54972

Nom complet:

transmembrane protein 132A

MW calculé

1023 aa, 110 kDa

MW observés:

100-140 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:2000-1:10000

IHC 1:250-1:1000

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HaCaT, cellules MCF-7, cellules MG U-87, cellules SH-SY5Y, tissu cérébral de rat, tissu cérébral de souris, tissu cérébral humain fœtal

IHC : tissu cérébral de souris,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Binbin Li	33324648	Front Cell Dev Biol	WB
Binbin Li	35950911	Development	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25301-1-AP (TMEM132A antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 25301-1-AP (TMEM132A antibody) at dilution of 1:500 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



fetal human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25301-1-AP (TMEM132A Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.