

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-REM2



Numéro de catalogue: 25371-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

25371-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop and 440 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG21991

Numéro d'acquisition GenBank:

BC035663

Identification du gène (NCBI):

161253

Nom complet:

RAS (RAD and GEM)-like GTP binding

2

MW calculé

340 aa, 37 kDa

MW observés:

37 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral humain fœtal,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



fetal human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25371-1-AP (REM2 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.