

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-C13orf27/TEX30



Numéro de catalogue: 25408-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

25408-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC015148

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

93081

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

Hôte:

Lapin

Nom complet:

chromosome 13 open reading frame 27

Isotype:

IgG

MW calculé

227 aa, 26 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG22096

MW observés:

26 kDa

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire humain, tissu testiculaire de souris

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



human testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25408-1-AP (C13orf27/TEX30 antibody at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.