

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF695



Numéro de catalogue: 25556-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

25556-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG22202

Numéro d'acquisition GenBank:

BC023527

Identification du gène (NCBI):

57116

Nom complet:

zinc finger protein 695

MW calculé

515 aa, 60 kDa

MW observés:

70 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IHC

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HepG2, cellules HeLa

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Lingyu Zhang	33995639	J Cancer	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25556-1-AP (ZNF695 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.