

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF689



Numéro de catalogue: 25573-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

25573-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop and 353 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG22252

Numéro d'acquisition GenBank:

BC014000

Identification du gène (NCBI):

115509

Nom complet:

zinc finger protein 689

MW calculé

500 aa, 57 kDa

MW observés:

50-57 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HepG2, tissu testiculaire de souris

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25573-1-AP (ZNF689 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at 4 degree celsius over night.