

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF251



Numéro de catalogue: 25601-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

25601-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 427 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG22347

Numéro d'acquisition GenBank:

BC112137

Identification du gène (NCBI):

90987

Nom complet:

zinc finger protein 251

MW calculé

671 aa, 76 kDa

MW observés:

70-76 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris, cellules HepG2, cellules SKOV-3, tissu de muscle squelettique de souris

IF : cellules SKOV-3,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Huan Li	37066268	Res Sq	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25601-1-AP (ZNF251 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of SKOV-3 cells using 25601-1-AP (ZNF251 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).