

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-IQCK



Numéro de catalogue: 25740-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

25740-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 207 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG22680

Numéro d'acquisition GenBank:

BC034823

Identification du gène (NCBI):

124152

Nom complet:

IQ motif containing K

MW observés:

33 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:20-1:200

IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris,

IHC : tissu de cancer du côlon humain, tissu testiculaire humain

IF : cellules COLO 320,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Hongjie Wang	35928571	Front Cell Neurosci	IHC, WB, IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25740-1-AP (IQCK Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 25740-1-AP (IQCK Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 25740-1-AP (IQCK Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of COLO 320 cells using 25740-1-AP (IQCK antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).