

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UT-B



Numéro de catalogue: 25962-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:	25962-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank:	BC050539	Méthode de purification:	Purification par protéine A
Taille:	150ul, Concentration: 3000 µg/ml by Nanodrop and 1187 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI):	6563	Dilutions recommandées:	WB 1:1000-1:4000
Hôte:	Lapin	Nom complet:	solute carrier family 14 (urea transporter), member 1 (Kidd blood group)		
Isotype:	IgG	MW calculé	43 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG6769	MW observés:	48-55 kDa		

Applications

Applications testées:	WB, ELISA	Contrôles positifs:	WB : tissu rénal de souris, tissu de muscle squelettique de souris
Demandes citées:	WB		
Spécificité de l'espèce:	Humain, souris		
Espèces citées:	Humain		

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Liyi Xie	29279852	Biomed Res Int	WB

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse kidney tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25962-1-AP (UT-B antibody at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.