

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-C1orf103



Numéro de catalogue: 26115-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

26115-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 260 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG23494

Numéro d'acquisition GenBank:

BC008115

Identification du gène (NCBI):

55791

Nom complet:

chromosome 1 open reading frame 103

MW observés:

85 kDa, 27 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB: cellules L02, tissu cardiaque de souris, tissu hépatique de souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Darina Šikrová	37380887	Commun Biol	WB
Kohei Hamanaka	32467133	Neurology	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



L02 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26115-1-AP (C1orf103 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.