

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DUB3



Numéro de catalogue: 26143-1-AP

Phare

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

26143-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 280 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG23567

Numéro d'acquisition GenBank:

BC157073

Identification du gène (NCBI):

377630

Nom complet:

deubiquitinating enzyme 3

MW observés:

60 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules SGC-7901,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Haile Zhao	34658851	Front Pharmacol	WB,IP
Zhitao Jiang	35849971	Phytomedicine	WB
Yang Su	36040642	Breast Cancer Res Treat	WB,IP

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26143-1-AP (DUB3 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.