

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PPAPDC2



Numéro de catalogue: 26234-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

26234-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC038108

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 1100 µg/ml by Nanodrop and 400 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

403313

Dilutions recommandées:

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB
IF 1:50-1:500

Hôte:

Lapin

Nom complet:

phosphatidic acid phosphatase type 2 domain containing 2

Isotype:

IgG

MW observés:

32 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG23856

Applications

Applications testées:

IF, IP, ELISA

Contrôles positifs:

IP: cellules HepG2,

Spécificité de l'espèce:

Humain

IF: cellules L02,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



IP Result of anti-PPAPDC2 (IP:26234-1-AP, 4ug; Detection:26234-1-AP 1:300) with HepG2 cells lysate 3600ug.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed L02 cells using 26234-1-AP (PPAPDC2 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).