

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CCDC21



Numéro de catalogue: 26314-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

26314-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG23636

Numéro d'acquisition GenBank:

BC064528

Identification du gène (NCBI):

64793

Nom complet:

coiled-coil domain containing 21

MW observés:

85-90 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB: cellules HeLa, cellules Jurkat

Informations générales

CCDC21, also named as CEP85, is a Centrosomal protein with MW 85 kDa. All the isoforms of CCDC21 can be detected by this antibody.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Canhe Chen	30611117	iScience	WB, IF, IP
Birol Cabukusta	33296653	Cell Rep	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26314-1-AP (CCDC21 Antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.