

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SLC33A1



Numéro de catalogue: 26548-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

26548-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG24323

Numéro d'acquisition GenBank:

BC014416

Identification du gène (NCBI):

9197

Nom complet:

solute carrier family 33 (acetyl-CoA transporter), member 1

MW calculé

549 aa, 61 kDa

MW observés:

60-62 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, tissu cardiaque de souris

Informations générales

SLC33A1 mediates active acetyl-CoA import through the endoplasmic reticulum (ER) membrane into the ER lumen where specific ER-based acetyl-CoA:lysine acetyltransferases are responsible for the acetylation of ER-based protein substrates.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26548-1-AP (SLC33A1 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.