

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TRAF3IP2



Numéro de catalogue: 26692-1-AP

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

26692-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop and 467 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG24840

Numéro d'acquisition GenBank:

BC002823

Identification du gène (NCBI):

10758

Nom complet:

TRAF3 interacting protein 2

MW calculé

65 kDa

MW observés:

65 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, porc, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules MCF-7, cellules A549, cellules HepG2

IF : cellules HepG2,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yangfei Zhao	30225638	Arch Toxicol	WB
Zilu Chen	36299603	Oxid Med Cell Longev	WB
Yu Ma	35588622	Ecotoxicol Environ Saf	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



MCF-7 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26692-1-AP (TRAF3IP2 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using 26692-1-AP (TRAF3IP2 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).