

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GDF11



Numéro de catalogue: 26715-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

26715-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG25107

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_005811

Identification du gène (NCBI):

10220

Nom complet:

growth differentiation factor 11

MW calculé

45 kDa

MW observés:

45 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

FC, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules K-562,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Hui Li	35339026	Placenta	IHC
Huijie Gao	35978818	Front Oncol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26715-1-AP (GDF11 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



1×10^6 HeLa cells were intracellularly stained with 0.2 μ g Anti-Human GDF11 (26715-1-AP) and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) at dilution 1:1000 (red), or 0.2 μ g Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).