

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SH3GL1



Numéro de catalogue: 27014-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

27014-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 367 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG25550

Numéro d'acquisition GenBank:

BC001270

Identification du gène (NCBI):

6455

Nom complet:

SH3-domain GRB2-like 1

MW calculé

41 kDa

MW observés:

41-43 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de rat, tissu cérébral de souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Ronja Markworth	34486665	J Cell Sci	IF
Xiaoyi Mai	36259445	FASEB J	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



rat brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27014-1-AP (SH3GL1 Antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.