

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Neurocan



Numéro de catalogue: 27087-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

27087-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_004386

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 567 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

1463

Nom complet:

neurocan

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Hôte:

Lapin

MW calculé

143 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

270 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG25821

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral humain fœtal,

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Fetal human brain lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27087-1-AP (Neurocan antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.