

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-REL



Numéro de catalogue: 27693-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

27693-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG26776

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_001291746

Identification du gène (NCBI):

5966

Nom complet:

v-rel reticuloendotheliosis viral
oncogene homolog (avian)

MW calculé

69 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules COLO 320,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Hongyu Wang	35116901	Transl Cancer Res	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



COLO 320 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27693-1-AP (REL antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.