

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GET4



Numéro de catalogue: 27768-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

27768-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG26904

Numéro d'acquisition GenBank:

BC003550

Identification du gène (NCBI):

51608

Nom complet:

chromosome 7 open reading frame 20

MW calculé

327 aa, 37 kDa

MW observés:

33 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:8000

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules MCF-7

IHC : tissu de côlon humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Fabio Lauria	32958857	Nat Cell Biol	WB
Julia Jülg	37317656	EMBO Rep	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azotate de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 27768-1-AP (GET4 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27768-1-AP (GET4 antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



HEK-293 cells and MCF-7 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27768-1-AP (GET4 antibody) at dilution of 1:2500 incubated at room temperature for 1.5 hours.