

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-RUNX2



Numéro de catalogue: 28107-1-AP

1 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

28107-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG27975

Numéro d'acquisition GenBank:

NM\_001015051

Identification du gène (NCBI):

860

Nom complet:

runt-related transcription factor 2

MW calculé

57 aa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

## Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

IF

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

souris

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Beibei Liu	37614629	Front Bioeng Biotechnol	IF

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

