

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-LEMD2



Numéro de catalogue: 29406-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:	29406-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank:	BC051803	Méthode de purification:	Purification par affinité contre l'antigène
Taille:	150ul, Concentration: 1200 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI):	221496	Dilutions recommandées:	WB 1:2000-1:12000 IHC 1:50-1:500
Hôte:	Lapin	Nom complet:	LEM domain containing 2		
Isotype:	IgG	MW calculé	503 aa, 57 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG28078	MW observés:	57 kDa		

Applications

Applications testées:	IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs:	
Spécificité de l'espèce:	Humain	WB :	cellules A549, cellules HeLa, cellules HepG2, cellules MCF-7, cellules U2OS, tissu testiculaire humain
Remarque-IHC:	il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0 ; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0 .		
		IHC :	tissu de côlon humain, tissu rénal de souris

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29406-1-AP (LEMD2 antibody) at dilution of 1:6000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 29406-1-AP (LEMD2 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 29406-1-AP (LEMD2 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).