

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NCOA3



Numéro de catalogue: 29587-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

29587-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG30633

Numéro d'acquisition GenBank:

BC119001

Identification du gène (NCBI):

8202

Nom complet:

nuclear receptor coactivator 3

MW calculé

1424 aa, 155 kDa

MW observés:

150-160 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:6000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules Daudi, cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules Jurkat, cellules K-562, cellules MCF-7, cellules PC-3

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29587-1-AP (NCOA3 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung cancer tissue slide using 29587-1-AP (NCOA3 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29587-1-AP (NCOA3 antibody) at dilution of 1:8000 incubated at room temperature for 1.5 hours.