

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ESCO1



Numéro de catalogue: 29821-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

29821-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG31189

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_052911

Identification du gène (NCBI):

114799

Nom complet:

establishment of cohesion 1 homolog 1 (S. cerevisiae)

MW calculé

95 kDa

MW observés:

95 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules A375, cellules COLO 320, cellules SGC-7901

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29821-1-AP (ESCO1 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.