

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-KNOP1



Numéro de catalogue: 30115-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:	30115-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank:	NM_001012991.2	Méthode de purification:	Purification par affinité contre l'antigène
Taille:	150ul , Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI):	400506	Dilutions recommandées:	WB 1:2000-1:14000 IF 1:200-1:800
Hôte:	Lapin	Nom complet:	chromosome 16 open reading frame		
Isotype:	IgG	MW calculé	52 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG32395	MW observés:	60 kDa		

Applications

Applications testées:	IF, WB, ELISA	Contrôles positifs:	
Spécificité de l'espèce:	Humain	WB :	cellules K-562, cellules U-251
		IF :	cellules MCF-7,

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 30115-1-AP (KNOX1 antibody) at dilution of 1:7000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed MCF-7 cells using KNOX1 antibody (30115-1-AP) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), CL594-phalloidin (red).