

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RAD52



Numéro de catalogue: 55020-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

55020-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 460 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_134424

Identification du gène (NCBI):

5893

Nom complet:

RAD52 homolog (S. cerevisiae)

MW calculé

46 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules PC-3,

IP : cellules PC-3,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C

Tampon de stockage:

NaHCO₃ 0,1 M, glycine 0,1 M, azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



PC-3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 55020-1-AP (RAD52 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.

IP Result of anti-RAD52 (IP:55020-1-AP, 4ug; Detection:55020-1-AP 1:300) with PC-3 cells lysate 3200ug.