

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MTCO1



Numéro de catalogue: 55071-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

55071-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 287 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

YP_003024028

Identification du gène (NCBI):

4512

Nom complet:

cytochrome c oxidase I

MW calculé

57 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jing Zhang	26492917	EMBO J	WB
Hao-Peng Lin	27165101	Biomed Microdevices	WB
Xiaoting Liu	35876654	EMBO Rep	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C

Tampon de stockage:

NaHCO₃ 0,1 M, glycine 0,1 M, azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

