

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PI3K p87



Numéro de catalogue: 55311-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

55311-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 507 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_001010855

Identification du gène (NCBI):

146850

Nom complet:

phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 6

MW calculé

84 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Informations générales

PIK3R6, also named as C17orf38 and p87PIKAP, is a regulatory subunit of the PI3K gamma complex. It acts as an adapter to drive activation of PIK3CG by G beta gamma proteins. This antibody is specific to PIK3R5.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Wenbin Huang	34768109	Neoplasia	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

