

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-KISS1R



Numéro de catalogue: 59009-1-Ig

Informations de base

Numéro de catalogue:

59009-1-Ig

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

BC141812

Identification du gène (NCBI):

84634

Nom complet:

KISS1 receptor

MW calculé

398 aa, 43 kDa

Méthode de purification:

Purification par protéine G

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : Protéine recombinante,

Informations générales

Receptor for metastin (kisspeptin-54, 13, 14, 10), C- terminally amidated peptides of KISS-1. KISS-1 is a metastasis suppressor protein that suppresses metastases in malignant melanomas and in some other carcinomas without affecting tumorigenicity. The metastasis suppressor properties may be mediated in part by cell cycle arrest and induction of apoptosis in malignant cells. The receptor is also probably involved in the regulation and fine-tuning of trophoblast invasion generated by the trophoblast itself. Analysis of the transduction pathways activated by the receptor identifies coupling to phospholipase C and intracellular calcium release through pertussis toxin-insensitive G(q) proteins.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

