

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ABCC2



Numéro de catalogue: 59012-1-Ig

Informations de base

Numéro de catalogue:

59012-1-Ig

Numéro d'acquisition GenBank:

BC136419

Méthode de purification:

Purification par protéine G

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by 1244

Identification du gène (NCBI):

Bradford method using BSA as the standard;

Nom complet:

ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 2

Hôte:

Lapin

MW calculé

Isotype:

IgG

1545 aa, 174 kDa

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

