

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-LPAM-1

Numéro de catalogue: 65101-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:

65101-1-Ig

Taille:

100ug, 7.6 mg/ml

Hôte:

Rat

Isotype:

Rat IgG2a, kappa

Numéro d'acquisition GenBank:

BC011184

Identification du gène (NCBI):

16421

Nom complet:

integrin beta 7

Méthode de purification:

Purification par affinité

CloneNo.:

DATK32

Applications

Applications testées:

FC

Spécificité de l'espèce:

souris

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à une température comprise entre 2 °C et 8 °C.

Tampon de stockage:

Unkonwn

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

