

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-fetuin-B

Numéro de catalogue: 67002-1-Ig **2 Publications**



Informations de base

Numéro de catalogue: 67002-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC074734	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul , Concentration: 2000 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 26998	CloneNo.: 2H7D11
Hôte: Mouse	Nom complet: fetuin B	Dilutions recommandées: WB 1:5000-1:50000 IHC 1:150-1:600 IF 1:200-1:800
Isotype: IgG2b	MW calculé 382 aa, 42 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG12463	MW observés: 50 kDa	

Applications

Applications testées: IF, IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs:
Demandes citées: WB	WB : tissu sanguin humain,
Spécificité de l'espèce: Humain, porc	IHC : tissu hépatique humain,
Espèces citées: Humain, souris	IF : tissu de cancer du foie humain,
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

Fetuin-B is a protein that in humans is encoded by the FETUB gene. The protein encoded by this gene is a member of the fetuin family, part of the cystatin superfamily

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Manhong Xu	34919406	J Proteome Res	WB
Yan Xing	34406004	J Agric Food Chem	WB

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




human blood were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67002-1-Ig (fetuin-B antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver tissue slide using 67002-1-Ig (fetuin-B antibody) at dilution of 1:300 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver tissue slide using 67002-1-Ig (fetuin-B antibody) at dilution of 1:300 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human liver cancer tissue using fetuin-B antibody (67002-1-Ig, Clone: 2H7D11) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).