

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-IL-4R

Numéro de catalogue: 67051-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 67051-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: NM_000418	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 1900 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 3566	CloneNo.: 1E4C11
Hôte: Mouse	Nom complet: interleukin 4 receptor	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:8000
Isotype: IgG1	MW calculé 90 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG28411	MW observés: 120 kDa	

Applications

Applications testées: FC, WB, ELISA	Contrôles positifs:
Spécificité de l'espèce: Humain	WB : cellules Jurkat, cellules Daudi, cellules HeLa, cellules HUVEC, cellules Raji, cellules Ramos

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67051-1-Ig (IL4R antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



1×10^6 Daudi cells were stained with 0.20 ug Anti-Human IL4R (67051-1-Ig, Clone: 1E4C11) (red) or 0.20 ug isotype control antibody (blue) and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L) with dilution 1:1000. Cells were fixed with 90% MeOH.