

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-mFc tag

Numéro de catalogue: 67122-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 67122-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: Identification du gène (NCBI):	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul, Concentration: 2300 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Nom complet: MW calculé 26 kDa	CloneNo.: 2F5A2
Hôte: Mouse	MW observés: 25-30 kDa	Dilutions recommandées: WB 1:2000-1:10000
Isotype: IgG1		
Immunogen Catalog Number: AG27844		

Applications

Applications testées: WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : 67122-1-Ig,
Spécificité de l'espèce: souris	

Informations générales

This antibody detects the mouse Fc tag. It's mouse Fc gamma 2a.

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azote de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



67122-1-Ig was lysed and subjected to SDS-PAGE followed by western blot with 67122-1-Ig and isotype control antibody 66360-1-Ig at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours. HRP-goat anti-mouse kappa chain secondary antibody was used for detection. .