

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-RAB8A

Numéro de catalogue: 67536-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 67536-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: NM_005370	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 1300 µg/ml by Nanodrop and 507 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 4218	CloneNo.: 1D12G4
Hôte: Mouse	Nom complet: RAB8A, member RAS oncogene family	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:2000
Isotype: IgG1	MW calculé 24 kDa	
	MW observés: 24 kDa	

Applications

Applications testées: WB, ELISA	Contrôles positifs:
Spécificité de l'espèce: Humain	WB : cellules HeLa, cellules HEK-293, cellules HepG2, cellules HL-60, cellules Jurkat, cellules K-562, cellules THP-1

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67536-1-Ig (RAB8A antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.