

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-HPD

Numéro de catalogue: 67552-1-Ig 1 Publications



Informations de base

Numéro de catalogue:	Numéro d'acquisition GenBank:	Méthode de purification:
67552-1-Ig	BC024287	Purification par protéine A
Taille:	Identification du gène (NCBI):	CloneNo.:
150ul, Concentration: 2000 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	3242	3C9G2
Hôte:	Nom complet:	Dilutions recommandées:
Mouse	4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase	WB 1:2000-1:10000 IHC 1:500-1:2000
Isotype:	MW calculé	
IgG2a	393 aa, 45 kDa	
Immunogen Catalog Number:	MW observés:	
AG10928	40-45 kDa	

Applications

Applications testées:	Contrôles positifs:
IHC, WB, ELISA	WB : cellules HeLa, cellules HEK-293, cellules HepG2, cellules HSC-T6, tissu hépatique de porc, tissu hépatique de rat, tissu hépatique de souris
Demandes citées:	IHC : tissu de cancer du foie humain,
WB	
Spécificité de l'espèce:	
Humain, porc, rat, souris	
Espèces citées:	
Humain, poisson-zèbre	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yi-Xuan Fu	36054619	Pest Manag Sci	WB

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67552-1-Ig (HPD antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 67552-1-Ig (HPD antibody) at dilution of 1:1000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 67552-1-Ig (HPD antibody) at dilution of 1:1000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).