

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-BTN3A3

Numéro de catalogue: 67560-1-Ig



Informations de base

| | | |
|--|--|--|
| Numéro de catalogue: 67560-1-Ig | Numéro d'acquisition GenBank: BC015815 | Méthode de purification: Purification par protéine G |
| Taille: 150ul, Concentration: 1700 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard; | Identification du gène (NCBI): 10384 | CloneNo.: 1A3B5 |
| Hôte: Mouse | Nom complet: butyrophilin, subfamily 3, member A3WB | Dilutions recommandées: 1:1000-1:8000 IF 1:200-1:800 |
| Isotype: IgG1 | MW calculé 584 aa, 65 kDa | |
| Immunogen Catalog Number: AG12755 | MW observés: 65 kDa | |

Applications

| | |
|--|--|
| Applications testées: IF, WB, ELISA | Contrôles positifs: |
| Spécificité de l'espèce: Humain | WB : cellules HeLa, cellules HepG2, cellules HL-60, cellules Jurkat, cellules K-562 IF : tissu de côlon de souris, |

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67560-1-Ig (BTN3A3 antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse colon tissue using BTN3A3 antibody (67560-1-Ig, Clone: 1A3B5) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).