

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Nectin-4/PVRL4



Numéro de catalogue: 67721-1-Ig

Informations de base

Numéro de catalogue: 67721-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC010423	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 466 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 81607	CloneNo.: 2D4B6
Hôte: Mouse	Nom complet: poliovirus receptor-related 4	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:3000
Isotype: IgG1	MW calculé 510 aa, 55 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG14414	MW observés: 43 kDa	

Applications

Applications testées: WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : tissu placentaire humain, cellules A431
Spécificité de l'espèce: Humain	

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C.
Tampon de stockage:
PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



human placenta tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67721-1-Ig (Nectin-4/PVRL4 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.