

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-KCNA1

Numéro de catalogue: 68008-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:

68008-1-Ig

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG2a

Immunogen Catalog Number:

AG12563

Numéro d'acquisition GenBank:

BC101733

Identification du gène (NCBI):

3736

Nom complet:

potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, member 1 (episodic ataxia with myokymia)

MW calculé

495 aa, 56 kDa

MW observés:

75 kDa

Méthode de purification:

Purification par protéine A

CloneNo.:

1D6B9

Dilutions recommandées:

WB 1:5000-1:50000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, Lapin, porc, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de porc, tissu cérébral de lapin, tissu cérébral de rat, tissu cérébral de souris, tissu de cervelet de lapin, tissu de cervelet de porc, tissu de cervelet de rat, tissu de cervelet de souris

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68008-1-Ig (KCNA1 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.