

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-SNCB

Numéro de catalogue: 68046-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 68046-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC002902	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 6620	CloneNo.: 2B10E10
Hôte: Mouse	Nom complet: synuclein, beta	Dilutions recommandées: WB 1:5000-1:50000 IF 1:200-1:800
Isotype: IgG1	MW calculé 14 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG0772	MW observés: 18 kDa	

Applications

Applications testées: IF, WB, ELISA	Contrôles positifs:
Spécificité de l'espèce: Humain, Lapin, porc, poulet, rat, souris	WB : tissu cérébral de porc, cerveau de lapin, cerveau de poulet, cerveau de rat, cerveau de souris
	IF : tissu cérébral de souris,

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Brain tissues were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68046-1-Ig (SNCB antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated GAPDH Monoclonal antibody (HRP-60004) as loading control.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse brain tissue using SNCB antibody (68046-1-Ig, Clone: 2B10E10) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).