

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-FC of Human IgG



Numéro de catalogue: 68275-1-Ig

Informations de base

Numéro de catalogue:

68275-1-Ig

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG1

Immunogen Catalog Number:

EG0212

Numéro d'acquisition GenBank:

Identification du gène (NCBI):

Nom complet:

MW observés:

55 kDa

Méthode de purification:

Purification par protéine G

CloneNo.:

1A12C11

Dilutions recommandées:

WB 1:5000-1:50000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : plasma humain,

Informations générales

Immunoglobulin G (IgG) is one of the most abundant proteins in human serum, accounting for about 10-20% of plasma protein. IgG FC is a homodimer that is composed of the constant region of the two heavy chains that form the IgG molecule. This antibody detects the human IgG FC heavy chain.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



human plasma were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68275-1-Ig (FC of Human IgG antibody) at dilution of 1:40000 incubated at room temperature for 1.5 hours.